


Gilet orthopédique droit

INFORMATION AUX PATIENTS



Comment mettre correctement son gilet orthopédique ?

Ce feuillet explicatif vous aidera à mettre en place votre gilet orthopédique. Suivez bien les différentes étapes dans l'ordre défini. Vous éviterez ainsi de vous tromper et vous vous sentirez à l'aise dans votre gilet.



Hôpital du Valais
Spital Wallis

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch



1. Placer le gilet sur l'épaule lésée

N.B. : logo blanc « FM » au sommet



2. Mettre le velcro anti-abduction, comme sur l'image



3. Fixer le velcro afin de soutenir l'avant-bras

N.B. : le bras doit être légèrement en déclive (avec la main placée plus haut que le coude)



4. Terminer en fixant le velcro qui passe sous le coude. Bien le tirer afin d'assurer une bonne stabilité



5. Idem



6. Et voilà ! Votre gilet est installé correctement

CONTACT

Hôpital du Valais | Centre hospitalier du Valais Romand (CHVR)

Secteur médico-thérapeutique

Service de physiothérapie

Hôpital de Sierre

Rue St-Charles 14, 3960 Sierre, +41 (0)27 603 78 65

Hôpital de Sion

Avenue du Grand-Champsec 80, 1951 Sion, +41 (0)27 603 40 00

Hôpital de Martigny

Avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny, +41 (0)27 603 94 39

Clinique Saint-Amé

Vers Saint-Amé 10, 1890 Saint-Maurice, +41 (0)27 604 68 73

Hôpital de Malévoz

Route de Morgins 10, 1870 Monthey, +41 (0)27 604 73 93

Réf. 636 272 – 1.16 – 07/2019