

## Quel type de matériel pour quel prélèvement ?

# Gynécologie

1/3

## Prélèvements sanguins

### Hématologie

Monovette® EDTA KE, 2.6 mL (violet) (N° Opale 675307)

- Formule sanguine simple ou complète

Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (violet) (N° Opale 675308)

- Recherche d'Anticorps irréguliers et/ou groupe sanguin

### Chimie

Monovette® Serum Gel, 7.5 mL (brune) (N° Opale 675326)

### Sérologie


Monovette® Serum Gel, 7.5 mL (brune) (N° Opale 675326)

### Génétique

Utiliser la feuille spéciale « Demande d'analyses - Génétique moléculaire » + signature.

Monovette® HEPARINE ISO, 4.9 mL (verte) (N° Opale 675316)

- Caryotype sanguin.
- Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (violet) (N° Opale 675308)
  - Analyses génétiques.



## Prélèvements microbiologiques

Ecouvillon bactério/PCR eSwab (rose) (N° Opale 603233)


- Frottis vaginal

Ecouvillon bactério/PCR eSwab (orange) (N° Opale 623624)

- Frottis urétral
- recherche de bactériologie générale
- uniquement recherche de Streptocoques B
- permet également d'effectuer sur le même échantillon les PCR pour *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Herpès*, *HPV*.

Flacon ThinPrep PAP TEST, 50 mL (dont 20 mL de méthanol) (N° Opale 603505)

- permet également d'effectuer les PCR pour *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Herpès*, *HPV*.





## Prélèvements du 1<sup>er</sup> trimestre

Monovette® Serum Gel, 7.5 mL (brune) (N° Opale 675326)


- β HCG libre
- PAPP-A.

Flacon stérile sec (vide), 60 mL (N° Opale 638259) ajouter **du NaCl 0,9%**

**Utiliser la feuille spéciale « Demande d'analyses - Génétique moléculaire » + signature.**

- Caryotype sur liquide amniotique de villosités choroïdes.  
( + exclure une contamination maternelle du prélèvement en prélevant 5 mL de sang EDTA de la mère et remplir une demande distincte).

Monovette® EDTA KE, 7.5 mL (violet) (N° Opale 675308)



## Spermogramme

Collecteur de sperme (N° Opale 614458)

Prendre rendez-vous :    Rennaz            ☎ 058 773 2016  
    Sion                ☎ 027 603 48 24  
    Brig                ☎ 027 970 36 75

**Utiliser la feuille spéciale « Spermogramme ».**



## Prélèvement de cytologie

Flacon ThinPrep PAP TEST, 50 mL (dont 20 mL de méthanol) (N° Opale 603505)

- Le contrôle permet le dépistage des stades précancéreux et précoces du cancer du col utérin
- Frottis exo-endocol, vagin et vulve.



Brosses CytoBrush + Spatule (N° Opale 603831)




Brosse Cervex® Brush (N° Opale 604225)



Brosse Cervibrush + Profile (N° Opale 604226)





## Prélèvement d'histologie

Flacon avec formol tamponné, 20 mL (N° Opale 641337)  
Flacon avec formol tamponné, 50 mL (N° Opale 639954)  
Flacon avec formol tamponné, 120 mL (N° Opale 630248)

- Biopsies.

